

筆・ブラシ・練和紙・混和皿

トクソー毛筆セット	M-2
パルフィーク小筆	M-3
ブラシ No.24	M-3
筆 No.31 (平)	M-3
筆シルバー	M-3
ミニブラシ (No.22)	M-3
トクソーディスポブラシ セット	M-4
トクヤマ筆積み用ディスポ筆	M-4
ディスポーザブルアプリケーションターチップ&ハンドルセット	M-4
ミニブラシ	M-4
練和紙	M-5
混和皿・採取皿	M-7
遮光カバー No.1	M-8

筆の写真はほぼ実物大です。



トクソー毛筆セット No.1

毛材質 ジャコウ入りポニー 包装 1袋=4本



トクソー毛筆セット No.2

毛材質 ジャコウ入りポニー 包装 1袋=4本



トクソー毛筆セット No.3 ●トクソーレジンスパレーター用

毛材質 ジャコウ入りポニー 包装 1袋=4本



トクソー毛筆セット No.4

毛材質 ジャコウ入りポニー 包装 1袋=4本



トクソー毛筆セット No.5 ●トクヤマリベースⅡ、トクソー ライトリベース、ソフリライナータフ、ティッシュケア用

毛材質 山羊 包装 1袋=4本



トクソー毛筆セット No.11 ●トクヤマ エナマジック、トクソーリベースMRボンド用※¹⁾

毛材質 馬 包装 1袋=4本



毛筆 No.12 ●トクヤマ キュアグレース用


毛材質 イタチ 包装 1袋=1本

筆の写真はほぼ実物大です。




トクソー毛筆セット No.21 ●トクヤマ エナマジック用

毛材質 ナイロン 包装 1袋=4本




パルフィーク小筆 ●トクソーマックボンドⅡ、トクソー ライトボンド用

毛材質 ナイロン 包装 1袋=1本



ブラシ No.24 ●エステライトアステリア用

毛材質 ナイロン 包装 1袋=5本



筆 No.31 (平) ●パールエステ用

毛材質 ナイロン 包装 1箱=柄1本・筆先10本



筆 (直・シルバー) セット ●トクヤママルチボンド用

毛材質 ナイロン 包装 1袋=4本



筆 (曲・シルバー) セット ●トクヤママルチボンド用

毛材質 ナイロン 包装 1袋=4本



ミニブラシ (No.22) ●ヒカリライナー、ソフリライナー、フィッテスターセパレーター、トクヤマ アルジボンド用

毛材質 ナイロン 包装 1箱=30本

筆の写真はほぼ実物大です。



ミニブラシ (No.23) ●ヒカリライナー用

毛材質 ナイロン 包装 1箱=30本



トクヤマ筆積み用ディスプレイ筆

毛材質 ナイロン 包装 ディスポーザブルブラシ ハンドル 1袋=1本、ディスプレイ筆 1袋=50個 (25個×2袋)



ディスポーザブルアプリーケーターチップ&ハンドルセット ●ワンナップボンドFプラス用

包装 1箱=アプリーケーターハンドル 4本、ディスポーザブルアプリーケーターチップ 500個 (50個×10袋)



ミニブラシ ブルー ●トクソーマックボンドⅡ用

包装 1箱=100本(ケース入り) 1個



ミニブラシ (スーパーファイン) ●トクヤマ ボンドフォースⅡ、エステリンク用

包装 1箱=100本(ケース入り) 1個



ミニブラシ (ブラック) ●エステコア、エステライトコア クイック用

包装 1箱=100本 (50本×2 ケース入り) 1個



ミニブラシ (グリーン) ●トクヤマ オルソフォースLC用

包装 1箱=100本 (50本×2 ケース入り) 1個



ミニブラシ (ファイン) ●ボンドマー ライトレス用

包装 1箱=100本(ケース入り) 1個

■備考 ・トクソーライトリベース エアーバリア材用筆 …… 単品未発売。毛の色は違いますが、トクソー毛筆セットNo.5と同様の平筆です。毛筆セットNo.5で代用下さい。


※1) ・トクソーリベースMRボンド 筆No.11S …… 単品未発売。毛筆セットNo.11と同様の毛先で、柄の短いタイプ。毛筆セットNo.11で代用下さい。

・インプリンシス レギュラー チューブセット 付属筆 …… 単品未発売。他の筆で代用下さい。

練和紙の写真はほぼ実物大です。

パルフィーク練和紙


サイズ 42mm×64mm 包装 50枚×1冊



練和紙No.10

●エステセムⅡ用

サイズ 55mm×85mm 包装 60枚×1冊



練和紙No.20

●トクソー アイオノマー 合着用 用

サイズ 84mm×106mm 包装 50枚×1冊




練和紙の写真はほぼ実物大です。

練和紙No.30

●インプリンシス、 トクヤマフィットテスター用


サイズ 105mm×165mm 包装 30枚×5冊



練和紙No.40

●トクヤマイオノタイトF用

サイズ 75mm×88mm 包装 100枚×1冊





パルフィーク混和皿

- トクソーマックボンドⅡやトクソー ライトボンドの付属品として使用しているものです。
- 3穴皿で、ボンド液の採取・混和用、エッチング剤や各種プライマーの採取・混和用として使用します。
- 天面の溝には、スポンジ片を置くことができ、転がり落下を防止することができます。

包装 1袋=1個



混和皿

- ワンナップボンドFプラスの付属品として使用しているものです。
- 1穴皿で、ボンド液等の採取・混和用として使用します。

包装 1袋=1個



採取皿

- トクヤマ ボンドフォースⅡ、トクヤマ シールドフォース プラスの付属品として使用しているものです。
- コンパクトで場所を取らず、天面の溝にはミニブラシを掛けておくことができ、転がり落下を防止することができます。

包装 1袋=1個



ディスポ混和皿

- エステライトコア クイック、トクヤマ オルソフォース LCの付属品として使用しているものです。
- 2穴皿で、ボンド液の採取・混和用、各種プライマーの採取・混和用として使用します。
- 天面の溝には、ミニブラシやポストを置いておくことができ、転がり落下を防止することができます。

包装 1袋=50個



ダッペングラス（6穴皿）

- マルチボンドⅡ、フィックスフォース プラス、エ스테コア、エステリンク、エステセム、キュアグレースの付属品・関連品として使用しているものです。
- プラスチック製ダッペングラス。
- ラバーを取り付けて使用することで、ダッペングラスへの硬化物の付着・固化を防止し、ラバー内で硬化物が固化しても簡単に清掃できます。

包装 1箱=1個（ラバーなし）



ダッペングラス（6穴皿）ラバー

- 交換用ダッペングラスラバー。
- ダッペングラス（6穴用）専用。



混和皿（ダッペングラス6穴皿）への固化した硬化物の付着を防止することができます。
また、軟らかい材質のため、清掃も楽にできます。

包装 1袋=10個



ディスポディッシュ No.1

- エステライトカラー キット、パールエステの付属品として使用されているものです。
- 7穴のディスポタイプで、遮光カバー No.1と組み合わせて使用することができます。

包装 1袋=20枚



遮光カバー No.1

- エステライトカラー キット、パールエステの付属品として使用されているものです。
- 環境光やデンタルライトの光を遮り、硬化を防ぎます。ディスポディッシュ No.1と組み合わせて使用することができます。

包装 1袋=1枚